

Электронные детские весы предназначены для измерения веса Вашего ребенка.

Функция «**Тарирование**» позволяет вам взвешивать ребенка, не учитывая вес пеленки, на которой лежит малыш.

Функция «**Стабилизация**» используется для измерения веса ребенка, если Ваш малыш не лежит спокойно.

Максимальный вес измерения 20 кг.

Дискретность измерения 5 гр.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем, как использовать весы. Сохраните инструкцию. Вы найдете в ней ответы на вопросы, возникающие в процессе эксплуатации.

Советы по использованию

Установите весы на плоскую и жесткую поверхность. Если установить весы на мягкую поверхность (например, ковры, линолеум), это может привести к неправильным и неточным показаниям.

Установка/замена батареек

Снимите крышку отсека для батареек на нижней части весов.

Выньте старые батарейки.

Вставьте новые батарейки согласно указанной полярности.

Закройте крышку отсека для батареек.

Убедитесь в том, что весы работают. Если не работают, проверьте правильность установки батареек.

В весах используются 4 алкалайновые 1,5V батарейки типа AAA LR03.

Функциональные клавиши

«**ВКЛ./ВЫКЛ./ТАРИРОВАНИЕ**» кнопка включения - выключения весов / включения функции "Тарирование".

«**КГ/ФУНТ/УНЦИЯ**» кнопка установки единиц измерения веса (килограммы, фунты и унции). По умолчанию установленной единицей является кг. Для изменения единицы измерения нажмите на кнопку "КГ/ФУНТ/УНЦИЯ." Если после включения весов дисплей показывает 0.000 kg, значит, измерение будет производиться в килограммах и граммах.

Если дисплей показывает 0.00 lb, значит, измерение будет производиться в фунтах.

Если дисплей показывает 0.0 oz, значит, измерение будет производиться в унциях.

Функция "Тарирование"

Используйте данную функцию для взвешивания ребенка на пеленке.

1. Включите весы. На дисплее отобразиться "88.888".
2. Подождите, пока на дисплее не появиться изображение "0.000 kg/ 0.00 lb/ 0.0 oz" и в левом нижнем углу отобразиться черный маленький круг.
3. Положите на весы пеленку.



4. Нажмите на кнопку "Вкл./Выкл./Тарирование" и дождитесь, пока не появится "0.000 kg/ 0.00 lb/ 0.0 oz". Весы готовы к работе.
5. Положите ребенка на весы. Подождите, пока в левом нижнем углу появится черный маленький круг. На дисплее отобразится вес ребенка за исключением веса пеленки.
6. Снимите ребенка и пеленку с весов. Весы отключатся автоматически через некоторое время или для выключения весов нажмите и удерживайте кнопку "Вкл./Выкл./Тарирование".

Функция "Стабилизация"

Из-за того, что ребенок постоянно находится в движении, весы показывают разный вес. После того, как вы положите ребенка на весы, нажмите кнопку "СТАБИЛИЗАЦИЯ". В течение нескольких секунд в левом нижнем углу будет мигать черный маленький круг: весы высчитывают автоматически вес ребенка исходя из всех полученных данных. Когда мигание прекратится, на дисплее отобразится вес ребенка.

Обозначения

"LO" - обозначает низкий заряд батареек. Необходимо их заменить.

"O_Ld" - вес превышает максимально допустимый.

Весы готовы к использованию, когда на экране появляется "0.000 kg/ 0.00 lb/ 0.0 oz". При использовании весов в несоответствии с инструкцией, на дисплее отображаются символы: "ERR" или "---".

Правила эксплуатации

Бережно относитесь к весам, т.к. это точный прибор.

Берегите весы от ударов, пыли, прямых солнечных лучей, влаги, повышенной температуры.

Не роняйте и не ударяйте весы.

Держите весы подальше от источников тепла.

Протирайте верхнюю часть весов влажной тряпкой.

Протирайте нижнюю часть весов только сухой тряпкой.

Не используйте при чистке весов химические средства.

Берегите весы от воды, т.к. они не водонепроницаемые.

Попадание воды или других жидкостей в весы может привести к их неисправности и неточности измерения.

Не используйте весы при повышенной влажности (более 85%).

Не используйте одновременно новые и старые батарейки!

Устанавливайте батарейки в строгом соответствии с указанной полярностью!

Технические характеристики:

Диапазон взвешивания: 100 г - 20 кг

Дискретность измерения: 5 г

Батарейки: 4 алкалайновые 1,5V типа AAA LR03.

Максимальная погрешность: +/-1% + 1 деление

Условия эксплуатации: температура от +10С до +40С, относительная влажность до 85%

Условия хранения: температура от +10С до +50С, относительная влажность до 85%

Размеры: 32 x 52 x 5,6 см.

Наименование изделия **Электронные детские весы "Я расту!" PS3001**

Дата продажи " ____ " _____ 200__ года

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

Подпись клиента _____

Условия гарантии:

1. Высокое качество изделия гарантируется при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в Руководстве пользователя.

Срок гарантии - 1 год со дня продажи через розничную сеть.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно в сервисном центре.

2. Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

- предъявление правильно и четко заполненного гарантийного талона;

- наличие оригинала товарного чека, содержащего дату покупки;

- предъявление неисправного изделия.

Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте в случаях:

- нарушения сохранности гарантийных пломб;

- модификации и ремонта, выполненного лицом, на то не уполномоченным.

3. Гарантия предусматривает бесплатную замену запчастей и выполнение ремонтных работ, но не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами:

- механические повреждения, попадание внутрь жидкости и других посторонних предметов;

- химической коррозии, применения некачественных элементов питания;

- удар молнии, пожар, затопление или другие стихийные бедствия;

- эксплуатации изделия с нарушением инструкции пользователя.

4. Условия гарантии также не предусматривают периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом, включая все типы батареек.

С условиями гарантии согласен _____

Подпись клиента

Адрес сервисного центра:

Москва, Волжский бульвар, д.50, корп. 2

Тел.: (499) 179-89-22