

Как собрать зубную щетку Colgate® Magik™?

Хотите собрать ваш новый Colgate® Magik™ или заменить зубную щетку? Просто следуйте этим шагам, указанным ниже.

Сборка зубной щетки
Для сборки Colgate® Magik™:

Разберите коннектор Magik™

Вставьте зубную щетку в коннектор Magik™ со стороны головки зубной щетки через широкий конец коннектора вниз, перемещая конус Magik™ к нижней части зубной щетки, пока штифт зубной щетки не совместится с отверстием коннектора Magik™, расположенном сзади
Вставьте нижнюю часть коннектора, совместив метки индикаторов
Поверните нижнюю часть коннектора по часовой стрелке до «щелчка»

Коннектор Colgate® Magik™ рассчитан только на Мануальные зубные щетки Colgate 5+.

Разборка зубной щетки
Чтобы разобрать Colgate® Magik™, измените порядок действий на обратный.

Приложение Colgate® Magik™ - это приложение, использующее дополненную реальность (AR) для улучшения навыков чистки зубов у каждого ребенка.

Загрузка приложения Colgate® Magik™

Зубная щетка Colgate® Magik™™ подключается к вашему устройству с помощью фронтальной камеры, чтобы дать вам точный, персональный опыт чистки зубов.

Загрузите приложение

Для устройств на базе iOS

Откройте App Store

В нижней части экрана нажмите кнопку «Поиск»

Найдите «Colgate Magik»

Нажмите кнопку «Colgate Magik», затем нажмите кнопки «Получить» или «Установить»

Если потребуется, введите свой пароль или используйте Touch ID или Face ID

Для устройств на базе Android

Откройте Google Play Store

Поиск «Colgate Magik» с помощью панели поиска

Выберите «Colgate Magik» в списке, затем нажмите кнопку «Установить»

Если потребуется, введите свой пароль или используйте биометрическое опознавание

На некоторых устройствах на базе Android некоторые из этих шагов могут отличаться. Некоторые опции могут находиться в разных местах

Чтобы приложение Magik могло определять ваши движения при чистке зубов, основание коннектора Colgate® Magik™ должно быть в зоне видимости.

Убедитесь, что вы держите зубную щетку, закрыв логотип Colgate.

Создание учетной записи Colgate® Connect для приложения Colgate® Magik™

Хотите отслеживать свой прогресс в приложении Colgate® Magik™? Создайте учетную запись Colgate® Connect!

Вы также сможете:

- Установить свои предпочтения (например, язык или продолжительность чистки зубов)
- Создать несколько профилей (более, чем для одного ребенка)
- Открыть вашу персональную информацию
- Сохранить свои данные, чтобы иметь доступ к ним с любого мобильного устройства

Чтобы создать учетную запись в приложении Colgate® Magik™, выполните следующие действия:

- Откройте приложение Colgate® Magik™ и коснитесь иконки родительской информационной панели
- Нажмите на кнопку «Готово» после прочтения описания функций родительской информационной панели
- Заполните форму, указав адрес электронной почты и пароль, затем нажмите кнопку «Создать учетную запись»