




40 mm

<p>ДОЗАТОР С МЕРНЫМ СТАКАНЧИКОМ-КОЛПАЧКОМ для введения жидкостей</p> <p>УХОД И ХРАНЕНИЕ: Мыть теплой водой с мылом или в посудомоечной машине, тщательно ополаскивать. Силиконовые детали дозатора рекомендуется стерилизовать или кипятить в открытой посуде в течение 5 минут. Не используйте для мытья сильноточные чистящие средства, содержащие абразивные частицы. Мойте после каждого использования. Сушить при комнатной температуре. Хранить в сухом проветриваемом помещении.</p> <p>RU</p>	<p>ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: Дозатор предназначен для безопасного введения жидкостей детям. Вымыть перед первым использованием. Первым делом необходимо выдвигать из дозатора любые остатки воздуха или воды. Затем наполните дозатор, опустив его конец в ёмкость с жидкостью и медленно потянув пальцем за ручку. Прежде чем давать содержимое малышу убедитесь, что силиконовый наконечник надежно закреплен. Аккуратно поместите конец дозатора в ротик малыша так, чтобы отверстия на наконечнике смотрели в боковые стороны.</p>	<p>Введите содержимое, медленно нажимая на ручку. После завершения процедуры разберите дозатор и тщательно промойте и высушите детали.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Перед использованием удалите все упаковочные элементы.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Проверьте перед каждым использованием на наличие повреждений, незамедлительно исключайте из употребления поврежденные изделия.</p>	<p>ОСОБЕННОСТИ: Дозатор. Ёмкость объёмом 10 мл с удобной шкалой для точного измерения порций. Поршень. Плавный поршень медленно вводит содержимое, чтобы малыш не подавился. Наконечник. Мягкий силиконовый наконечник не повредит дёсны малыша, а кольцо ограничитель не позволит малышу его проглотить. Мерный стаканчик. Мерный стаканчик объёмом 20 мл служит одновременно и колпачком и подставкой.</p>	<p>Импортер / дистрибьютор и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителя по качеству продукции: ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56. Телефон: +7 (495) 580-75-46. Эл. почта: info@hb-happybaby.com. Фабрика-изготовитель: «Нинбо Раффини Импорт энд Экспорт Ко., ЛТД». Адрес: №198 Чаншоу, Сауфроуд, Иньчжоу, Нинбо, КНР.</p> <p>Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион». Все права защищены.</p> <p>Товар соответствует требованиям ТР ТС 007/2011.</p>	<p>SAFETY Soft pusher provides delicate flow</p>  <p>10 мл / дозатор 20 мл / стаканчик</p> 	<p>TRUE QUALITY PURE DESIGN it's time to change. You'll love it!</p> <p>HB-HAPPYBABY.COM @hb_happybaby</p>	 <p>BABY DISPENSER WITH MEASURING CUP Артикул: 17009</p> <p>Важно: Внимательно прочитайте инструкцию. Сохраняйте информацию с данными предприятия-изготовителя. Для дополнительной информации: HB-HAPPYBABY.COM</p> <p>40 mm</p>
--	--	--	---	--	--	--	--

 <p>BABY DISPENSER WITH MEASURING CUP Item No: 17009</p> <p>Important: Please read and keep the instruction leaflet.</p> <p>For more information about products: HB-HAPPYBABY.COM</p> <p>EN</p>	<p>BABY DISPENSER WITH MEASURING CUP Safe silicone tip</p> <p>STORAGE AND CARE: Wash the thoroughly in hot water and detergent, rinse thoroughly. It is recommended to sterilize the silicone parts of dispenser or treat by boiling in an open bowl for 5 minutes. Do not wash with aggressive and / or abrasive detergents. Wash after each use. Dry at room temperature. Store in a dry cool place.</p>	<p>INSTRUCTION FOR USE: The baby dispenser is designed for a baby to take liquids safely. Wash before the first use. Firstly it's necessary to eliminate from dispenser any remains of water or air. Then fill the dispenser, by sinking its tip in container with liquid and slowly pulling the handle. Before giving the content to a baby, make sure that silicone tip is safely fixed. Carefully put the tip of the dispenser into baby's mouth, so holes on the tip are directed to the sides. Insert the liquid by slowly pushing the handle. After finishing the procedure, disassemble the dispenser and thoroughly wash and dry it's parts.</p> <p>CAUTION! Discard all packaging components before use.</p>	<p>CAUTION! Inspect carefully for signs of wear before each use and replace when damaged immediately.</p> <p>Importer: Opt-Union Limited Company. Address: 56, Novoe rd., Paveltsevo mcd., Dolgoprudny Town, Moscow Region, 141727, Russia. Manufacturer: Ningbo Raffini Import & Export Co., LTD. Address: No.198 Changshou South Road, Yinzhou Ningbo, China.</p> <p>Happy Baby® is registered trademark of Opt-Union Limited Company. All rights reserved.</p> <p>The product meets the requirements of TR TC 007/2011.</p>	<p>СҰЙЫҚТЫҚТАРДЫ ЕНГІЗУГЕ АРНАЛҒАН МӨЛШЕРЛІК ҚАҚПАҚША-СТАҚАНЫ БАР МЕЖЕЛЕГІШ</p> <p>КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ САҚТАУ: Сабынмен жылы суда немесе ыдыс жуатын машинада жуып, мұқият шаю қажет. Суарғыш еміздік зарарсыздандуды керек немесе 5 минут бойына ашық ыдыста қайнату жолымен өңдеген жөн бөлме температурасында кептіру қажет. Жуу үшін абразивті бөлшектерден тұратын қатты әсер ететін тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз. Әр қолданған сайын жуыңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құрғақ, желдетілетін ғимаратта сақтау қажет.</p> <p>KZ</p>	<p>ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НУСҚАУЛЫҚ: Ең алдымен мөлшерлеме шприцтан ауаның немесе судың кез келген қалдықтарын қысымдап шығару керек болады. Сосын оның ұшын сұйықтық құйылған сұйықтық контейнер оның ұшын түсіп, инелік үлестіргішін толтырыңыз және баяу тұтқасына саусағыңызды тартыңыз. Нәресте мазмұнын бермес бұрын, силикон ұшы мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Ұшы ашылу латеральо қаралған етіп жайлап нәресте аузына мөлшерлеу шприц ұшын салыңыз. Баяу сабында басу мазмұнын енгізіңіз. Рәсімінен кейін, инелік үлестіргішін бөлшектеуге және құрғақ бөліктері мұқият шайыңыз.</p> <p>НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қолданар алдында барлық қаптама элементтерді алыңыз.</p>	<p>НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Әр қолданар алдында бүтіндігін тексеріңіз, зақымдалған бұйымды пайдаланбаңыз.</p> <p>Импорттаушы: «Опт-Юнион» жауапкершілігі шектеулі қоғамы. Мекенжайы: Ресей, 141727, Мәскеу обл., Долгопрудный қ., Павельцево ықшам ауданы, Новое т., 56-үй. Дайындаушы-фабрика: «Нинбо Раффини Импорт энд Экспорт Ко., ЛТД». Мекенжайы: №198 Чаншоу, Сауфроуд, Иньчжоу, Нинбо, ҚХР.</p> <p>Happy Baby® тауарлық белгісі «Опт-Юнион» ЖШҚ тиесілі. Барлық құқықтар қорғалған.</p> <p>Тауар КО ТР 007/2011 талаптарына сәйкес.</p>	 <p>BABY DISPENSER WITH MEASURING CUP</p>
---	---	---	--	---	---	--	---