

Frisolac
GOLD



Молочная смесь Frisolac® Gold 1 с пребиотиками (Фрисолак Голд 1 с пребиотиками) предназначена для смешанного и искусственного вскармливания детей и содержит важные питательные вещества для здорового роста и развития Вашего малыша:

• **Докозагексаеновую (DHA) и арахидоновую (ARA) кислоты** – необходимый строительный материал для развития мозга
• **Пребиотики (ГОС)** – натуральные пищевые волокна для комфортного пищеварения
• **Нуклеотиды** – пищевые вещества, помогающие укреплению иммунной системы.

You, your child and Friso, growing up together

Frisolac® GOLD

FrieslandCampina – один из лидеров мирового молочного рынка с более чем 130-летней историей. Детское питание Friso хорошо известно во многих странах мира. Благодаря глубоким научным исследованиям состав Frisolac® Gold 1 с пребиотиками соответствует особым



нутритивным потребностям Вашего малыша, способствует комфортному пищеварению, здоровому росту и развитию. После 6 месяцев Вы можете заменить Frisolac® Gold 1 с пребиотиками на последующую смесь Friso® Gold 2 с пребиотиками.

ВАЖНО ПРИМЕЧАНИЕ:

Для питания детей раннего возраста предпочтительнее грудное вскармливание. Перед применением смеси проконсультируйтесь с врачом. Смесь Frisolac Gold 1 предназначена для питания детей с 0 до 6 месяцев при недостатке или отсутствии грудного молока. Смесь может быть единственным источником питания, если грудное вскармливание невозможно. В возрасте 4-6 месяцев рекомендуется постепенно вводить прикорм.

1. Надвиньте на крышку сбоку, приподнимая ее вверх, до тех пор, пока не сломается уплотнение.
2. Поднимите защитную крышку и выгладите ложку.
3. Удалите защитную фольгу.
4. Используйте для приготовления смеси мерную ложку, выравняв горку сухой смеси специальным уровнем внутри банки.
5. Поместите ложку обратно в держатель и закройте крышку.


ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОРМЛЕНИЯ

Возраст ребенка	Вес ребенка	Вода (мл)	Количество мерных ложек	Количество готовой смеси (мл)	Количество кормлений в день
0-1 неделя	<3 кг	60	2	65	7
1-4 недели	3-4 кг	90	3	100	6
4-8 недель	4-5 кг	120	4	130	5
2-3 месяца	5-6 кг	150	5	170	5
3-6 месяцев	>6 кг	180	6	200	5

1 мерная ложка = 4,3 г сухого порошка. 100 мл готовой смеси = 13 г порошка (3 мерные ложки) + 90 мл воды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ. Следуйте данной инструкции, Вы заботитесь о здоровье Вашего малыша.

1. Тщательно вымойте руки и все необходимые предметы для приготовления смеси.
2. Проклентите воду в течение 5 минут и остудите ее до 40°С.
3. Непосредственно перед употреблением тщательно промойте бутылочку и соску горячей водой.
4. Налейте необходимое количество воды в бутылочку.
5. Добавьте 1 мерную ложку сухого порошка на каждые 30 мл воды.
6. Размешайте смесь в бутылочке или забейте бутылочку до полного растворения порошка.
7. Начните кормление смесью Frisolac Gold 1, когда смесь остынет до температуры тела (37°С).
8. Используйте смесь в течение 1 часа после приготовления.
9. Не используйте оставшуюся от предыдущего кормления смесь.



New beginnings

Сухая адаптированная начальная молочная смесь для детского питания с рождения до 6 месяцев

Дата производства (Prod. date) и срок годности (Exp. date) указаны на дне банки

1
Масса нетто: 400г e

Таблица пищевой ценности

Пищевая ценность	Единицы	На 100 г порошка		Пищевая ценность	Единицы	На 100 мл готовой смеси	
		ккал	г			г	г
Энергетическая ценность	ккал	510	66	-Малый	г	46	6,0
Сыторные белки/жиры	г	2140	278	-Цинк	мг	4,6	0,60
Жиры	г	22,3	3,5	-Йод	мкг	75	9,8
-Линолевая кислота	г	4100	533	-Меркаптан	мкг	120	16
-α-линоленовая кислота	г	585	76	-Витамин А	мкг-экв	19	2,5
-Арахидоновая кислота (ARA)	г	53	6,9	-Витамин D3	мкг	455	59
-Докозагексаеновая кислота (DHA)	г	53	6,9	-Селен	мкг	7,4	0,96
Линолевая кислота (% ккал)	%	16	7,1	-Витамин E	мг	6,2	0,81
Углеводы	г	47,9	6,2	-Витамин K1	мкг	31	4,0
-Пшеничные волокна	г	2,1	0,27	-Витамин B1	мкг	450	59
-Галакто-олигосахариды	г	2,1	0,27	-Витамин B2	мкг	630	82
Белки	г	<3,0	0,27	-Витамин B6	мкг	3,6	0,47
-Фосфор	г	2,3	0,30	-Витамин B9	мкг	385	50
-Кальций	г	350	46	-Фолиевая кислота	мкг	100	13
-Сопоставимые Ca/P	г	1,5	0,20	-Витамин C	мг	53	6,9
-Натрий	г	175	23	Нуклеотиды	мг	24,7	3,2
-Железо	мг	6,0	0,78	-AMG	мг	3,0	0,39
-Магний	мг	385	50	-IMD	мг	12,3	1,6
-Калий	мг	480	62	-IMD	мг	1,9	0,25
-Хлорид	мг	330	43	-IMD	мг	1,1	0,14
				Железо	мг	155	20
				Цинк	мг	40	5,2
				Рицинат	мг	30	3,9
				Углеродистый	мг	10	1,3
				Осложненность	мг/мл	310	310

Состав:

Обезжиренное молоко, Деминерализованная молочная сыворотка, Растительные масла (пальмовое, низкорозовое рапсовое, пальмовидное, подсолнечное), Лактоза, Галактоолигосахариды, Мальтодекстрин, Концентрат сывороточного белка, Рыбий жир, Холина битартрат, Масло одноклеточных (Mottierella alpina), Таурин, Минералы (Кальция карбонат, Калия цитрат, Магния хлорид, Натрия цитрат, Кальция фосфат, Натрия хлорид, Калия хлорид, Железа сульфат, Кальция гидрокси, Цинка сульфат, Медия сульфат, Марганца сульфат, Йодид калия, Селенит натрия), Витамин D3 (L-аскорбат натрия, L-аскорбил пальмитат, DL-альфа-токоферол ацетат, Ниотинамид, D-пантотенат кальция, Тиамин гидрохлорид, Ретинола ацетат, Пиридоксин гидрохлорид, Фолиевая кислота, Цинто-менадин, D-биотин, Холекальциферол), Нуклеотиды (Цитидин-5-монофосфорная кислота, Аденин-5-монофосфорная кислота, Динатрия гуанозин-5-монофосфат, Динатрия инозин-5-монофосфат, Динатрия уридин-5-монофосфат).

Рекомендуется хранить не вскрытую банку при температуре от 0 до +25°С в относительной влажности воздуха не более 75%. Избегать попадания прямых солнечных лучей на банку. Упаковано в защищенной атмосфере.



404085 @ 403940

403940

Ardagh Group
CODE : D099-223 +312.37 x +127.0 mm

CC FRIE 0142 C19
Z DM
Scr.+153.

CC FRIE D0 4H C19
Z DM
Scr.+153.

Magenta
Z DM
Scr.+153.

Yellow
Z DM
Scr.+153.

Date: 07-06-2016
Editor:

Cansize: 99 x 123.5 mm
Operator: DSN

DSN
ARTWORK PREPRESS

Check our website!

Address De Schutter'Neroc B.V.
Rivium 4e straat 4
2909 LJ Capelle a/d IJssel
The Netherlands
Phone +31 10 266 72 66
E-mail info@ds-n.com
Internet www.ds-n.com

Sign off DSN

Job Name FCDO00073_R04_404085 Frisolac Gold 1 tin 400g Rusland.ap
Account Executive Willem van der Sman
Description Frisolac Gold 1 tin 400g Rusland
Account FRIESLANDCAMPINA DOMO
Customer Project
Customer Reference 404085 / 403940
Supplier
Printer ARDAGH PACKAGING GROUP HOOGEVEEN
Specifications Offset
Proof profile ISOcoatedv2-39L V5
Technical D099-223
Packtype
Date / Time 07-06-2016 / 15:55
Size (hwx) 127 x 312,37 mm
Artwork RW
Barcode 1 8716200710718
Barcode 2
BWR 30 micron

Sign off CLIENT

Date approval

Separations

- 1 CC FRIE 0142 C19
- 2 Wit W
- 3 Wit N
- 4 CC FRIE D0 4H C19
- 5 Cyan
- 6 Magenta
- 7 Yellow

DSN expects that this proof will be checked completely by the client. If the client has any questions, please contact DSN. We will consider this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to limitations of digital proofing, colour representation might not be accurate.