

Frisolac[®]

GOLD

Молочная смесь Frisolac[®] Gold 1 с пребиотиками (Фрисолак Голд 1 с пребиотиками) предназначена для смешанного и искусственного вскармливания детей и содержит важные питательные вещества для **здорового роста и развития** Вашего малыша:



• **Докозагексаеновую (DHA) и арахидоновую (ARA) кислоты** – необходимый строительный материал для развития мозга
• **Пребиотики (ГОС)** – натуральные пищевые волокна для комфортного пищеварения
• **Нуклеотиды** – пищевые вещества, помогающие укреплению иммунной системы.

You, your child and Friso, growing up together

Frisolac[®]

GOLD

FrieslandCampina – один из лидеров мирового молочного рынка с более чем 130-летней историей. Детское питание Friso хорошо известно во многих странах мира. Благодаря глубоким научным исследованиям состав Frisolac[®] Gold 1 с пребиотиками соответствует особым



нутритивным потребностям Вашего малыша, способствует комфортному пищеварению, здоровому росту и развитию. **После 6 месяцев Вы можете заменить Frisolac[®] Gold 1 с пребиотиками на последующую смесь Friso[®] Gold 2 с пребиотиками.**

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Для питания детей раннего возраста предпочтительнее грудное вскармливание. Перед применением смеси проконсультируйтесь с врачом. Смесь Frisolac Gold 1 предназначена для питания детей с 0 до 6 месяцев при недостатке или отсутствии грудного молока.

Смесь может быть единственным источником питания, если грудное вскармливание невозможно. В возрасте 4-6 месяцев рекомендуется постепенно вводить прикорм.

- Надавите на крышку сбоку, приподнимая ее вверх до тех пор, пока не сломается уплотнение.
- Поднимите защитную крышку и вытащите ложку.
- Удалите защитную фольгу.
- Используйте для приготовления смеси мерную ложку, выравнивая горку сухой смеси специальным уровнем внутри банки.
- Поместите ложку обратно в держатель и закройте крышку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Несоответствующее приготовление, хранение и использование смеси Frisolac Gold 1 могут иметь неблагоприятные последствия для здоровья Вашего малыша.

- Храните сухими и чистыми все предметы, необходимые для приготовления смеси.
- Стерилизуйте все необходимые предметы в течение 3 минут 1 раз в день.
- Всегда пользуйтесь сухой и чистой мерной ложкой, находящейся внутри банки.
- Плотно закрывайте банку только оригинальной пластиковой крышкой.
- Храните банку в сухом и прохладном месте (при t до 25° C), но не в холодильнике.
- Используйте содержимое открытой банки в течение 4-х недель после вскрытия.



ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОРМЛЕНИЯ

Возраст ребенка	Вес ребенка	Вода (мл)	Количество мерных ложек	Количество готовой смеси (мл)	Количество кормлений в день
0-1 неделя	<3 кг	60	2	65	7
1-4 недели	3-4 кг	90	3	100	6
4-8 недель	4-5 кг	120	4	130	6
2-3 месяца	5-6 кг	150	5	170	5
3-6 месяцев	>6 кг	180	6	200	5

1 мерная ложка = 4,3 г сухого порошка. 100 мл готовой смеси = 13 г порошка (3 мерные ложки) + 90 мл воды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ. Следуя данной инструкции, Вы заботитесь о здоровье Вашего малыша.

- Тщательно вымойте руки и все необходимые предметы для приготовления смеси.
- Прокипятите воду в течение 5 минут и остудите ее до 40° C.
- Непосредственно перед употреблением тщательно промойте бутылочку и соску горячей водой.
- Налейте необходимое количество воды в бутылочку.
- Добавьте 1 мерную ложку сухого порошка на каждые 30 мл воды.
- Размешайте смесь в бутылочке или взбейте бутылочку до полного растворения порошка.
- Начинайте кормление смесью Frisolac Gold 1, когда смесь остынет до температуры тела (37° C).
- Используйте смесь в течение 1 часа после приготовления.
- Не используйте оставшуюся от предыдущего кормления смесь.



New beginnings

Сухая адаптированная начальная молочная смесь для детского питания с рождения до 6 месяцев

Дата производства (Prod. date) и срок годности (Exp. date) указаны на дне банки

1

Масса нетто: 800g e

Таблица пищевой ценности

Пищевая ценность	Единицы	На 100 г порошка	На 100 мл готовой смеси	Пищевая ценность	Единицы	На 100 г порошка	На 100 мл готовой смеси
Энергетическая ценность	ккал / кДж	510 / 2140	66 / 278	- Магний	мг	46	6.0
Белки (Nob.25)	г	10.7	1.4	- Цинк	мг	4.6	0.60
Сычужные белки/казеин	%	60/40	53	- Йод	мкг	75	9.8
Жиры	г	27.3	3.5	- Марганец	мкг	120	16
- Линолевая кислота	г	4100	533	- Селен	мкг	19	2.5
- о-линолевая кислота	г	585	76	- Витамины	мкг-экв	455	59
- Арахидоновая кислота (ARA)	г	53	6.9	- А общий	мкг	7.4	0.96
- Докозагексаеновая кислота (DHA)	г	53	6.9	- Витамин D3	мг	6.2	0.81
Линолевая кислота (% Ж/Ж)	%	16	1.6	- Витамин E	мг	31	4.0
Углеводы	г	54.6	7.1	- Витамин K1	мкг	450	59
- Лактоза	г	47.9	6.2	- Витамин B1	мкг	630	82
Пищевые волокна	г	2.1	0.27	- Витамин B2	мкг	3.6	0.47
- Галакто-олигосахариды	г	2.1	0.27	- Ниацин	мг	385	50
Битартрат	г	<3.0	0.27	- Витамин B6	мкг	100	13
Минеральные вещества (зола)	г	2.3	0.30	- Фолиевая кислота	мг	2.5	0.33
- Кальций	мг	350	46	- Пантотеновая кислота	мг	1.2	0.16
- Фосфор	мг	230	30	- Биотин	мкг	11	1.4
- Соотношение Ca/P	г	1.5	23	- Витамин C	мг	53	6.9
- Натрий	мг	175	23	Нуклеотиды	мг	24.7	3.2
- Железо	мг	6.0	0.78	- ИМФ	мг	3.0	0.39
- Медь	мкг	385	50	- ШМФ	мг	12.3	1.6
- Калий	мг	480	62	- ЛМФ	мг	1.9	0.25
- Хлорид	мг	330	43	- ИМФ	мг	1.1	0.14
				- УМФ	мг	6.4	0.83
				Холин	мг	155	20
				Таурин	мг	40	5.2
				Инозит	мг	30	3.9
				L-карнитин	мг	10	1.3
				Осмоляльность	мОсм/кг		310


Изготовитель: FrieslandCampina (ФрисландКампина), Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, the Netherlands (Нидерланды)
Фабрика: De Perk 30, 9411 PZ Beilen, the Netherlands (Нидерланды)

Импортеры/уполномоченные организации на принятие претензий по качеству: в России: ООО «ФРИСЛАНДКАМПИНА РУ», 123317 Москва, Пресненская наб., д. 10 в РФ: ООО «ФрисландКампина БЛР», 220068 Минск, ул. Некрасова, 114-39 В

Frisolac Gold is brand of



* Registered Trademark



Состав:

Обезжиренное молоко, Деминерализованная молочная сыворотка, Растительные масла (пальмовое, подсолнечное), Лактоза, Галактоолигосахариды, Мальтодекстрин, Концентрат сывороточного белка, Рыбий жир, Холина битартрат, Масло одноноклеточных (Mortierella alpina), Таурин, **Минералы** (Кальция карбонат, Кальция цитрат, Магния хлорид, Натрия цитрат, Кальция фосфат, Натрия хлорид, Кальция хлорид, Железа сульфат, Кальция гидроксид, Цинка сульфат, Меди сульфат, Марганца сульфат, Йодид калия, Селенит натрия), **Витамины** (L-аскорбат натрия, L-аскорбил пальмитат, DL-альфа-токоферола ацетат, Никотинамид, D-пантотенат кальция, Тиамин гидрохлорид, Ретинола ацетат, Пиридоксин гидрохлорид, Фолиевая кислота, Фитоменадион, D-биотин, Холекальциферол), **Нуклеотиды** (Цитидин-5-монофосфорная кислота, Аденозин-5-монофосфорная кислота, Динатрия гуанозин-5-монофосфат, Динатрия инозин-5-монофосфат, Динатрия уридин-5-монофосфат).

Рекомендуется хранить невскрытую банку при температуре от 0 до +25°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Избегать попадания прямых солнечных лучей на банку. Упакковано в защищенной атмосфере



404087 @ 403941

Ardagh Group	Graphic Studio Hgv.
CODE : D127-078-F	+398.2 x +166.5 mm
CC FRIE 0142 C19 Z DM Scr.+153.	CC FRIE 00 4H C19 Z DM Scr.+153.
Magenta Z DM Scr.+153.	Yellow Z DM Scr.+153.
Date: 07-06-2016	Cansize: 127 x 162.5 mm
Editor:	Operator: DSN

DSN

ARTWORK PREPRESS

Check our website!

Address De Schutter'Neroc B.V.
Rivium 4e straat 4
2909 LJ Capelle a/d IJssel
The Netherlands
+31 10 266 72 66
Phone
E-mail info@ds-n.com
Internet www.ds-n.com

Sign off DSN

Job Name FCDO00074_R04_404087 Frisolac Gold 1 tin 800g Rusland.ap
Account Executive Willem van der Sman
Description Frisolac Gold 1 tin 800g Rusland
Account FRIESLANDCAMPINA DOMO
Customer Project
Customer Reference 404087 / 403941
Supplier
Printer ARDAGH PACKAGING GROUP HOOGEVEEN
Specifications Offset
Proof profile ISOcoatedv2-39L V5 Barcode 1 8716200710732
D127-078F Barcode 2
Packtype Size (hwxw) 166.5 x 398.2 mm BWR 30 micron
Date / Time 07-06-2016 / 15:52 Artwork RW

Sign off CLIENT

Date approval

Separations
1 CC FRIE 0142 C19
2 Wit W
3 Wit N
4 CC FRIE D0 4H C19
5 Cyan
6 Magenta
7 Yellow

DSN expects that this proof will be checked completely regarding content, no connection to communication. DSN is not responsible for the final appearance of the printed material and ultimately printing. Due to limitations of digital proofing, colour representation might not be accurate.