

生理用ナプキン  
羽つき

抗菌剤の種類: 銀  
抗菌処理箇所: 吸収材

快適  
きれい

薄くて、自立たない  
毎日用のパンティライナー  
綿のような表面及び  
銀のイオンでさらっと  
1日清潔

10個入り

Ag+



Ag+

生理用ナプキン  
羽つき



生理用ナプキン  
羽つき


Ag+

ミシン目に沿ってお開け下さい



24 cm

超薄型エンボス加工のArgentum+  
シリーズ 健康な毎日  
日用ナプキンに  
付いている銀イオンシート  
婦人科疾患の予防にもなります。



しっかりした形  
スキマをつくらず、  
モシを防ぎます  
銀の力で抗菌及び消臭効果  
特殊エンボス加工で体にフィット  
スーパースリムの繊維を使用、  
吸収が素早く、しっかり閉じ込める。

独自の超薄型吸収層は、  
経血をしっかり落としこんで、  
生理時の匂いを防ぎます。

多孔質の不織布は、  
通気性にすぐれています。  
きちんと固定され、はがした後、  
跡が残りません。  
動いても、スポーツしてもヨレずに毎日安心!

Sayuriシリーズ  
溢れる清潔感!  
毎日さらさら、肌も気分もハッピー

便利でしっかりしたパック! いつでも、どこでもバッグやポッケにぴったり!  
やわらかラップ、カサカサ音がしません

DNAG03



4 580567 133039



- ハプキンを取り出すには、個別ラップの両端を引っ張ってください。
- 保護フィルムをはがし、すぐに下層につなげてください。
- 羽の保護フィルムをはがし、ショーツの裏で固定してください。
- 使用前、しっかり固定されたかどうか、ご確認ください。
- 使用後は、キレイに包んで捨ててください。

生理用ナプキン 個数: 10個入り 色調: 白	生理時に使ってください。	構造材料: 本材/UV2成分繊維、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリチオロン、ポリスチレン、ポリオレフィン、ポリイソブチレン
羽つき	保管上の注意 開封後は、ホコリや虫が中に入らぬよう、お閉じの際は個別に包装してください。	接層剤、銀イオンシート
生理用ナプキン	使用後のナプキンは、トイレに流さないでください。	JGM
10個入り	使用前の注意 開封後は、ホコリや虫が中に入らぬよう、お閉じの際は個別に包装してください。	Sayuriは株式会社サユリ/UV2成分繊維、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリオレフィン、ポリイソブチレン、ポリスチレン、ポリイソブチレンの商標です。日本製

製造日より3年以内にご使用  
ください。

ロット番号 製造日